

## iD ANLEGEHINWEISE



### iD Light Advanced

Hochwertige, anatomische Einlagen für sehr leichte bis mittlere Blasenschwäche



1. Nehmen Sie die Einlage und falten Sie sie vorsichtig längsseitig in der Mitte, sodass sich ein „Schiffchen“ bildet. Entfernen Sie das Papier vom Klebestreifen.
2. Kleben Sie die Einlage vorsichtig so in Ihre Unterwäsche, dass austretender Urin in der Mitte der Einlage aufgenommen werden kann.
3. Ziehen Sie Ihre Unterwäsche hoch und stellen Sie sicher, dass die Einlage angenehm und sicher sitzt.

### iD Expert Light

Anatomische Einlagen für leichte Blasenschwäche



### iD for Men

Speziell für den Mann entwickelte Vorlagen für leichte bis mittlere Blasenschwäche



1. Entfalten Sie die iD for men Einlage und entfernen Sie das Papier vom Klebestreifen.
2. Stellen Sie sicher, dass die breite Seite des Produkts vorne liegt. Legen Sie die Einlage in Ihre Unterwäsche und prüfen Sie, ob der Klebestreifen sie korrekt fixiert.
3. Ziehen Sie dann Ihre Unterwäsche so an, dass das Produkt angenehm und sicher sitzt. Nutzen Sie bitte körpernahe Unterwäsche.






### iD Form

Anatomische Vorlagen für mittlere bis schwere Inkontinenz



1. Ziehen Sie zunächst die iD Care Net Pants zur Mitte der Oberschenkel und drehen Sie dann den Bund nach unten zu den Knien. Falten Sie die iD Expert Form Vorlage der Länge nach zur Hälfte und lockern Sie diese.
2. Schieben Sie dann die Vorlage mit von der Haut abgewandter Rückseite von vorn nach hinten zwischen den Beinen durch.
3. Richten Sie die Vorlage mittig aus, indem Sie die Nässeindikatoren als Orientierungshilfe verwenden.
4. Ziehen Sie anschließend die iD Care Net Pants mit der Vorlage nach oben und achten Sie darauf, dass die Netz hose glatt gezogen ist.



1. Ziehen Sie zunächst die iD Care Net Pants zur Mitte der Oberschenkel und drehen Sie dann den Bund nach unten zu den Knien. Drehen Sie sich auf die Seite und winkeln Sie die Knie an. Falten Sie die iD Expert Form Vorlage der Länge nach zur Hälfte.
2. Schieben Sie dann die Vorlage mit von der Haut abgewandter Rückseite von vorn nach hinten zwischen den Beinen durch.
3. Breiten Sie die Vorder- und Rückseite aus und achten Sie auf die Aktivierung des Auslaufschutzes.
4. Ziehen Sie anschließend die iD Care Net Pants mit der Vorlage nach oben und achten Sie darauf, dass die Netz hose glatt gezogen ist.



iD Pants  
iD Intime  
iD for Men Level 4  
Pants für mittlere bis schwere Inkontinenz



1. Steigen Sie in den Slip und ziehen Sie ihn hoch.
2. Prüfen Sie, ob der Slip angenehm und sicher sitzt.
3. Entfernen Sie den Slip ganz einfach, indem Sie ihn an der Seite aufreißen.
4. Nach einmaligem Tragen rollen Sie den Slip einfach zusammen und entsorgen ihn.



**iD Slip**  
**iD Expert Slip**  
 Inkontinenz-Slip für mittlere  
 bis schwere Inkontinenz



1. Falten Sie den iD Slip mit den Fingern vorsichtig in der Mitte, unterhalb der Unterseite.



2. Ziehen Sie den iD Slip von hinten nach vorne durch die Beine. Entfallen Sie die beiden Enden und stellen Sie sicher, dass das hintere Ende am Steißbein anliegt.




3. Befestigen Sie dann die oberen, wiederverschließbaren Klebestreifen leicht abwärtsgerichtet oder horizontal so, dass ein sicherer Sitz um die Taille gewährleistet ist.



4. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt angenehm und sicher sitzt. Wenn erforderlich, können die Klebestreifen neu positioniert werden.



1. Falten Sie den iD Slip mit den Fingern in der Mitte. Drehen Sie sich auf die Seite und legen Sie den Slip von hinten nach vorne zwischen die Beine.



2. Drehen Sie sich auf den Rücken und ziehen Sie sich den Slip zwischen den Beinen nach oben. Nun den Slip vorne, unten und hinten passend ausrichten.



3. Befestigen Sie die beiden unteren Klebestreifen mit Ausrichtung nach oben. Dann die beiden oberen mit Ausrichtung nach unten.



4. Überprüfen Sie zum Schluss die Passform und den bequemen Sitz. Achten Sie darauf, dass die Klebestreifen richtig haften.



**iD Belt**  
 Inkontinenz-Slip mit Hüftgürtel  
 für schwere Inkontinenz



1. Öffnen Sie den Gürtel des iD Expert Belts. Falten Sie die Vorlage der Länge nach zur Hälfte und lockern Sie diese.



2. Legen Sie den Hüftgürtel mit dem Klettverschluss um die Hüfte. Heben Sie die Vorlage nach oben zwischen die Beine.



3. Ziehen Sie die Vorderseite heraus, bis diese vollständig geöffnet ist, und befestigen Sie die beiden Enden mit dem Klettverschluss am Hüftgürtel.



4. Vergewissern Sie sich, dass die Vorlage sicher und bequem zwischen den Beinen befestigt ist.



1. Öffnen Sie den Gürtel des iD Expert Belts. Falten Sie die Vorlage der Länge nach zur Hälfte und lockern Sie diese.



2. Drehen Sie sich auf die Seite und legen Sie die Vorlage von vorne nach hinten zwischen die Beine. Legen Sie den Hüftgürtel mit dem Klettverschluss um die Hüfte. Heben Sie die Vorlage nach oben zwischen die Beine.



3. Drehen Sie sich auf den Rücken und ziehen Sie die Vorderseite der Vorlage vollständig heraus. Richten Sie die Vorlage mittig aus.



4. Befestigen Sie dann die beiden Enden mit dem Klettverschluss am Gürtel und vergewissern Sie sich, dass die Vorlage sicher und bequem zwischen den Beinen befestigt ist.